INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zadbaj o bezpieczny relaks dłoni

Ważne informacje dotyczące użytkowania bezprzewodowego masażera do dłoni i nadgarstków spaMedixs. Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z poniższymi zaleceniami.

spaMedixs
MASAŻER DO DŁONI

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Przeczytaj przed użyciem urządzenia

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

01 Używaj zgodnie z przeznaczeniem
Korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz parametrami technicznymi.

02 Sprawdź stan urządzenia
Nie używaj masażera, jeśli jest uszkodzony, zdeformowany lub działa nieprawidłowo.

03 Chroń przed wodą i wilgocią
Nie zanurzaj urządzenia i nie narażaj go na kontakt z wodą ani wilgocią.

04 Odłącz przed czyszczeniem
Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania.

05 Nie używaj podczas snu
Nie korzystaj z masażera podczas snu ani nie pozostawiaj go bez nadzoru w trakcie pracy.

06 Reaguj na niepokojące objawy
Przerwij użytkowanie w przypadku drętwienia, silnego dyskomfortu lub innych nieprzyjemnych odczuć.

07 Trzymaj poza zasięgiem dzieci
Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

08 Dobierz bezpieczną intensywność
Nie ustawiaj zbyt wysokiej intensywności ucisku. W razie silnego ucisku, drętwienia lub trudności z wyjęciem dłoni przerwij pracę i spuść powietrze za pomocą zaworu bezpieczeństwa.

09 Ładuj w odpowiednich warunkach
Nie ładuj urządzenia w miejscu wilgotnym ani w pobliżu źródeł ciepła.

WAŻNE **Komfort użytkowania nie powinien wiązać się z bólem ani nadmiernym uciskiem. W razie niepokojących objawów natychmiast zakończ masaż.**

Sklep internetowy | spa-sklep.pl
Zachowaj tę informację i stosuj się do zaleceń podczas każdego użytkowania urządzenia.